

## 1552343 - Aquasonic bouteille - 250 ml



### Déscription

Aquasonic gel est une gelée d'échographie innovante avec d'excellentes propriétés de conduite sonore. Parfait pour les patients et les professionnels de la santé. Le produit est hypoallergénique, testé dermatologiquement et ne cause pas d'irritations cutanées. Aquasonic gel est facile à enlever et ne laisse aucun résidu. Disponible en pack de 5 litres ou 250ml.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>Type d'emballage</b>	Pièce