

## 1603993 - Contour® Next glucomètre - connectable - 78.5 x 56 x 18 mm - 1 pc



### Déscription

Contour® Next (78,5 x 56 x 18 mm) est un système de surveillance de la glycémie qui combine facilité d'utilisation et haute précision. Le Contour® Next est doté d'une fonction smartLIGHT®. Celle-ci vous permet de mieux comprendre vos résultats sanguins.

Plus précisément, la fonction smartLIGHT® utilise une lumière colorée qui facilite la compréhension des résultats de glycémie. En outre, ce lecteur de glycémie permet de savoir instantanément si un résultat se situe au-dessus, à l'intérieur ou en dessous des valeurs cibles grâce aux indicateurs de couleur rouge, vert et jaune. Les valeurs cibles personnelles peuvent être facilement définies sur le lecteur via "Réglages".

La fonction d'échantillonnage Second-Chance® vous permet de conserver des bandelettes réactives. En fait, Contour® Next dispose d'un écran de compte à rebours de 60 secondes qui donne aux patients le temps d'appliquer plus de sang sur la même bandelette réactive. En outre, le système Contour® Next reste très précis même après avoir appliqué plus de sang sur la même bandelette. Cela permet d'utiliser la même bandelette plusieurs fois.

- Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage
- Gros boutons pratiques en caoutchouc
- Affichage à grands chiffres
- Mémoire : enregistre les 800 derniers résultats de test.
- Temps de compte à rebours : 5 secondes
- Volume de l'échantillon de test : 0,6 µL
- Gestion des données via Contour® Diabetes App
- Plage de mesure : 10 mg/dL - 600 mg/dL de glucose dans le sang
- Fonction sans fil Bluetooth®
- Poids : 53 grammes

## Spécifications

<b>Marque</b>	Ascensia
<b>Bluetooth</b>	Oui
<b>Code de vérification</b>	Oui
<b>Transfert de données par wifi</b>	Non
<b>Catégorie de glucomètre</b>	Glucomètres et bandelettes
<b>Réglementation Européenne</b>	IVD 98/79/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce