

**1534075 - Compresses abdominales - 45 x 45 cm - stériles - 1 x 250
pcs**



Déscription

Ces coussinets abdominaux sont conçus sans fils RX pour absorber le sang et les exsudats pendant les interventions chirurgicales. Absorbent en 2 à 2,5 secondes.

Spécifications

Marque	Other
SKU leverancier	625106L
Stérile	Oui
Composition	Tissu de gaze blanchie 100% coton.
Couches	n/a
Emballer	1 x 250 pcs
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Poids	26 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	45 x 45 cm
Type d'emballage	Boîte