

## 1003442 - Pro-Ophta® compresses oculaires - 5,3 x 6,6 cm - 1 x 12 pcs



### Déscription

Les compresses Lohmann & Rauscher Pro-Ophta® sont des compresses pour les yeux utilisées en chirurgie ophtalmique et dans d'autres procédures médicales. Elles sont fabriquées à partir d'un matériau doux et absorbant qui aide à nettoyer et protéger l'œil pendant et après la chirurgie. Ces compresses sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter à différentes formes d'œil et sont emballées dans des sachets individuels faciles à ouvrir pour maintenir leur stérilité.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Lohmann Rauscher
<b>Composition</b>	Binnenkant: katoenen watten, buitenkant: langs beide zijden afgedekt met verbandgaas 100% katoen
<b>sku</b>	1003442
<b>Emballer</b>	1 x 12 st
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	5,3 x 6,6 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte