

1003442 - Pro-Ophta® compresses oculaires - 5,3 x 6,6 cm - 1 x 12 pcs



Déscription

Les compresses Lohmann & Rauscher Pro-Ophta® sont des compresses pour les yeux utilisées en chirurgie ophtalmique et dans d'autres procédures médicales. Elles sont fabriquées à partir d'un matériau doux et absorbant qui aide à nettoyer et protéger l'œil pendant et après la chirurgie. Ces compresses sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter à différentes formes d'œil et sont emballées dans des sachets individuels faciles à ouvrir pour maintenir leur stérilité.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	Binnenkant: katoenen watten, buitenkant: langs beide zijden afgedekt met verbandgaas 100% katoen
Emballer	1 x 12 st
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	5,3 x 6,6 cm
Type d'emballage	Boîte