

## 1523464 - Thermomètre Sure Temp Plus 692 - sonde orale - cordon 1,2 m - modèle mural - 1 pc



### Déscription

Le thermomètre SureTemp 692 permet de prendre rapidement la température orale en 4 à 6 secondes, la température rectale ou axillaire pédiatrique en 10 à 13 secondes et la température axillaire adulte en 12 à 15 secondes. Grâce à la technologie qui définit la norme en matière de précision, vous pouvez être sûr que le SureTemp 692 fournira des lectures précises et répétables sur des patients de tous les groupes d'âge. Les sondes orales/axillaires et rectales amovibles/interchangeables et les puits de sonde sont conçus pour vous aider à réduire le risque de contamination croisée, pour la satisfaction du personnel et la sécurité des patients.

## Spécifications

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                       | WelchAllyn                   |
| <b>Digital</b>                      | Oui                          |
| <b>Infrarouge</b>                   | Non                          |
| <b>Non contact</b>                  | Non                          |
| <b>Embout souple</b>                | Non                          |
| <b>Fonction d'arrêt automatique</b> | Oui                          |
| <b>sku</b>                          | 1523464                      |
| <b>Réglementation Européenne</b>    | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| <b>Type d'emballage</b>             | Pièce                        |
| <b>Type de thermomètre</b>          | Thermomètre oral             |
| <b>Vitesse de mesure</b>            | Quasi instantanée            |