

## 1543458 - Thermomètre express avec embout flexible - FT 15 - 1 pc



### Déscription

Ce thermomètre dispose d'un temps de mesure court d'environ 10 secondes. À la fin de la mesure, le thermomètre émet un signal sonore : pour une mesure simple et précise. Le thermomètre est résistant à l'eau, ne contient ni mercure ni verre, il s'éteint automatiquement. Les mesures peuvent être affichées en C° et en °F. Donne une tonalité d'avertissement à partir de 37,8°C.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Digital</b>	Oui
<b>Code CNK</b>	CNK 2851-053
<b>Infrarouge</b>	Non
<b>Alarme fièvre</b>	Oui
<b>Non contact</b>	Non
<b>Embout souple</b>	Oui
<b>Taxe Bebat</b>	0.06 EUR
<b>Indicateur de piles faibles</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1543458
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de thermomètre</b>	Thermomètre d'aisselle Thermomètre oral Thermomètre rectal
<b>Vitesse de mesure</b>	10 sec