

**1606380 - L&R compresse de gaze - 10 x 10 cm - non-stérile - 10 x
100 pcs**



Déscription

Les compresses de gaze L&R sont douces, absorbantes et perméables à l'air avec 16 couches. Comme tous les bords sont à l'intérieur, il n'y a donc pas de fils de bord. Ces compresses de gaze non stériles contiennent des fils de contraste radiographique.

Spécifications

Marque	Lohmann Rauscher
Composition	100 % coton, fil radiodéTECTable (bleu, polypropylène, fil polyester, sulfate de baryum)
sku	1606380
Stérile	Non
Couches	16-plis
Emballer	10 x 100 pcs
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Taille	10 x 10 cm
Type d'emballage	Boîte