


## 1002838 - Seca 212 ruban de mesure du périmètre crânien des nourissons et enfants - 3 à 59 cm - 15 pcs



### Déscription

Ruban gradué pour la mesure du périmètre crânien et de la symétrie faciale des bébés et enfants de petite taille ; en téflon inextensible.

Ce ruban en téflon inextensible à double graduation permet de déterminer aussi bien le périmètre crânien (face avant) que la symétrie faciale (face arrière du ruban). Les rubans sont protégés par une boîte pratique faisant fonction de distributeur (contient 15 rubans).

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Télescopique</b>	Non
<b>Démontable</b>	Non
<b>Connectable aux balances</b>	Non
<b>sku</b>	1002838
<b>Graduation toise</b>	1 mm
<b>Modèle toise</b>	Mètre ruban
<b>Plage de mesure</b>	3 - 59 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce