

1014089 - Lames de bistouri nr 23 - Non-stériles - 1 x 100 pcs



Déscription

Le bistouri n ° 23 est un couteau en forme de lame qui est aiguisé le long du bord d'attaque. Le n° 23 convient aux poignées 4, 4L, 4 graduées et 6B.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Marque | Swann Morton |
| Stérile | Oui |
| Composition | Acier inoxydable |
| sku | 1014089 |
| Normes | ISO 13485:2016 |
| Numéro du bistouri | 23 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| Type d'emballage | Boîte |