

## 1014089 - Lames de bistouri nr 23 - Non-stériles - 1 x 100 pcs



### Déscription

Le bistouri n ° 23 est un couteau en forme de lame qui est aiguisé le long du bord d'attaque. Le n° 23 convient aux poignées 4, 4L, 4 graduées et 6B.

### Spécifications

<b>Stérile</b>	Oui
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>Numéro du bistouri</b>	23
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte