

## 1543395 - Jeu d'électrodes 45 x 45 mm - EM 41-49-80 - 8 pcs



### Déscription

Il s'agit d'un jeu d'électrodes de 8 pièces, prévu pour un appareil de stimulation musculaire électronique numérique. Les électrodes sont autocollantes et réutilisables. Utilisable avec les modèles EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80, EM 95

### Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Couleur</b>	Gris
<b>EKG catégorie</b>	Electrodes & accessoires ECG
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce