

1540162 - Fauteuil de prélèvement Deneo.lab - hauteur variable hydraulique - rotatif - fonction Sit&Go - 1 pc



Déscription

Le fauteuil de prélèvement Deneo offre un accès facile pour les soins aux patients et un plus grand confort pour le patient et le clinicien. La chaise peut pivoter à 360° et est réglable en hauteur avec rotation. La base ronde offre une grande stabilité et a un angle ajusté des supports de genou pour un accès facile. La couverture sans couture est en matériau résistant au feu, avec des poignées amovibles faciles à entretenir.

Spécifications

Marque	Promotal
Dimensions du produit	L 55.5 cm, L 145.5 cm
Roues incluses	Non
Hauteur réglable	Oui
Hauteur	51-71 cm
Porte-rouleau de papier inclus	Non
Composition	Structure solide, finition époxy
Nombre de parties	1-partie
Réglage de la hauteur	Hydraulique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce