

## 1004526 - Sanitainer (carton vide pour conteneurs) - (L x P x H) : 299 x 299 x 587 mm - 1 pc



### Déscription

Le conteneur en carton avec sac intégré garantit que les conteneurs de déchets médicaux et d'objets tranchants peuvent être collectés et transportés en toute sécurité.

Non classé comme dispositif médical et ne possède donc pas de certificat CE.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Sharpsafe
<b>Dimensions du produit</b>	H 58.7 cm, L 29.9 cm
<b>Poids du produit</b>	13 kg
<b>Profondeur du produit</b>	29.9 cm
<b>Contenu</b>	50 l
<b>Forme</b>	Rectangulaire
<b>Type d'emballage</b>	Pièce