

1518676 - Surecan® Safety II - aiguilles à ailettes - guide 19 cm avec clamp - 20G x 20 mm - jaune - 1 x 20 pcs



Déscription

La conception unique du Surecan® Safety II assure un confort optimal pour l'utilisateur et le patient. Le mécanisme de sécurité intuitif. Surecan® Safety II est indiqué pour la perfusion de chimiothérapie, d'antibiothérapie et de transfusion jusqu'à sept jours, ainsi que pour les prélèvements sanguins et la nutrition parentérale. Le Surecan® Safety peut également être utilisé pour l'injection haute pression de produit de contraste jusqu'à 325psi.

- Ailes ergonomiques à profil bas pour faciliter le perçage et le retrait.
- Base transparente pour une meilleure visibilité lors du perçage
- Aiguille angulaire qui maximise la durée de vie du septum
- Mousse non absorbante qui réduit le risque d'infection
- Résistant à la haute pression
- Point vert confirmant l'utilisation correcte du mécanisme de sécurité
- Large gamme de longueurs d'aiguilles différentes adaptées à l'anatomie du patient

Spécifications

Marque	Braun
Longueur de l'aiguille	20 mm
Diamètre aiguille	0.9 mm
Mécanisme de sécurité	Oui
Composition	Sans phtalates
Sans latex	Oui
sku	1518676
Stérile	Oui
Couleur	Jaune
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte