

1021102 - Opsite flexifix pansement de fixation - 15 cm x 10 m - 1 pc



Déscription

Opsite flexifix est un film adhésif transparent de S&N. Un film imperméable à l'eau et aux bactéries, haute perméabilité à la vapeur d'eau qui permet à la peau de respirer. L'adhésif acrylique minimise le risque d'apparition de lésions cutanées lors du retrait. De plus, l'Opsite Flexifix est conçu de manière à ce que le film puisse être facilement appliqué sur le corps et sur les bandages. Cela réduit le risque de contamination croisée.

Spécifications

Marque	Smith & Nephew
Composition	Polyurethane avec adhésif acrylique
Compresse	Non
Perforé	Non
sku	1021102
Stérile	Non
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	15 cm x 10 m
Type d'emballage	Pièce