

1501115 - Lampe d'examen GS300 - sur statif - bras flexible - 1 pc



Déscription

Reproduction réelle des couleurs des tissus grâce à une lumière blanche homogène et brillante. Sans émission de chaleur ou avec une émission de chaleur extrêmement faible, selon le type. Avec cette lampe d'examen GS LED (Green Series), vous faites également un choix respectueux de l'environnement : plus de remplacement de lampes halogènes, une durée de vie extrêmement longue et une consommation d'énergie réduite. Idéale pour les soins primaires, les urgences, les consultations externes, la dermatologie et la gynécologie.

- Lampe d'examen émet de la chaleur
- Commande marche/arrêt sans contact
- 50.000 heures de lumières
- Lampe à faible consommation d'énergie

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Contrôle de la mise au point	Non
Nombre de LEDs	1
Intensité lumineuse	15000 lux
Commande Touchless	Oui
Longueur du bras	79 cm
sku	1501115
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de trépied
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce