


## 1560001 - LY-4600 Yankauer midi supertip - 1 x 50 pcs



### Déscription

Ces Link Yankauers sont des unités d'extraction droites et transparentes à utiliser avec un tuyau d'extraction. Pour l'aspiration générale et fine et l'aspiration de grands volumes. Double emballage stérile dans des paquets pelables individuels.

### Spécifications

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Pennine                        |
| <b>Dimensions du produit</b>     | L 25.5 cm                      |
| <b>Stérile</b>                   | Oui                            |
| <b>Diamètre sonde</b>            | Ch 12                          |
| <b>Modèle</b>                    | LY-4600                        |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                          |