


**1105046 - Compresses fendues pour drainage - 6 x 7 cm - stériles -
1 x 150 pcs**



Déscription

Bastos Viegas compresses fendues en matériau non tissé à 3 couches, matériau absorbant non-adhésif. Avec un trou pour tuyaux d'un diamètre de 12 à 16 mm. Pour couvrir les canules et les drains.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Marque | Bastos Viegas |
| Stérile | Oui |
| Composition | Non-tissé |
| sku | 1105046 |
| Couches | 3 couches |
| Emballer | 1 x 150 st |
| Méthode de stérilisation | Oxide d'éthylène |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe Is |
| Taille | 6 x 7 cm |
| Type d'emballage | Boîte |