

## 1561325 - Dermatoscope DELTAone - blanc - 1 pc



### Déscription

DELTAone aide les professionnels de la santé à examiner leurs patients et fournit une image cristalline obtenue à l'aide du système optique achromatique Heine. Le DELTAone est compact et tient dans n'importe quel sac de médecin, et offre une excellente reproduction des couleurs grâce à la LED HQ. La polarisation élimine les réflexions et la connexion, le passage de l'investigation avec contact à l'investigation sans contact est toujours fluide avec le DELTAone. La documentation numérique est rendue possible grâce à l'application exclusive Heine DERM ou au système Heine Cube.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Heine
<b>Champ de vision</b>	21 mm
<b>sku</b>	1561325
<b>Agrandissement</b>	10 x
<b>Catégorie dermatoscopes</b>	Dermatoscopes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de lumière</b>	Lumière polarisée/non polarisée (via bouton switch)
<b>Utilisateurs dermatoscopes</b>	Médecins généralistes