

1000376 - L&R boîte de secours industry I - 1 pc



Déscription

Boîte de secours L&R Industry I est un sac pliable pratique et robuste avec des produits soigneusement sélectionnés dans des sacs de rangement transparents. Le kit de pansement est insensible aux influences extérieures telles que les liquides et la saleté. Les produits ont toujours une description claire et complète correspondante.

Contenu de la boîte de secours:

- 1 Garrot de caoutchouc 5 cm
- 1 Insufflateur bouche à bouche Vento
- 1 Paire de ciseaux "Lister" 14 cm
- 2 Pansements compressifs stériles 7 x 10 cm
- 1 Pansement compressif stérile 12 x 14 cm
- 1 Bandage triangulaire stérile 90 x 90 x 130 cm
- 2 Bande de cambric léger sous cello 5 cm x 5 m
- 2 Bandes de cambric léger sous cello 7 cm x 5 m
- 4 Boîtes de 10 g d'ouate hydrophile
- 1 Sparadrap 1,25 cm x 5 m
- 1 Sparadrap 2,5 cm x 5 m
- 1 Boîte de Stella Plast 6 cm x 1 m
- 10 Epingles de sûreté sous sachet
- 1 Notice "Premiers secours", texte officiel 1 Liste du contenu avec les n° de commande des articles

Spécifications

Marque

Lohmann Rauscher

Réglementation Européenne

MDR - 2017/745/EU - Classe I

Type d'emballage

Pièce