

## 1545399 - Sanodor Matic - distributeur automatique - 1 pc



### Déscription

Distributeur automatique. Sanodor Matic est un distributeur discret, fiable et efficace, idéal pour la maison (chambres, toilettes...) mais aussi pour les hôpitaux, les garderies, les salles d'attente, les hôtels. Le Sanodor Matic peuvent être distribués les odeurs de lemon, agrum et eucalyptus.

### Spécifications

Type d'emballage	Pièce
Type de dispenser	Distributeur de désodorisants