

## 1545399 - Sanodor Matic - distributeur automatique - 1 pc



### Déscription

Distributeur automatique. Sanodor Matic est un distributeur discret, fiable et efficace, idéal pour la maison (chambres, toilettes...) mais aussi pour les hôpitaux, les garderies, les salles d'attente, les hôtels. Le Sanodor Matic peuvent être distribués les odeurs de lemon, agrum et eucalyptus.

### Spécifications

<b>sku</b>	1545399
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de dispenser</b>	Distributeur de désodorisants