

## 1100833 - Ampoule WA 06500 - 3,5V - halogène - 1 pc



### Déscription

Ampoule LED de rechange adaptée à l'otoscope Macroview de Welch Allyn. La technologie LED SureColor réduit l'intensité de la lumière pour diminuer les éblouissements et augmenter le confort du patient. Ceci tout en maintenant une vision claire. La lumière a une longue durée de vie avec une garantie pouvant aller jusqu'à 7 ans.

### Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Compatible avec</b>	Otoscope WelchAllyn - Macroview type WA 23810 - 3,5V; Otoscope WelchAllyn - Macroview type WA 23820 - 3,5V
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Utilisation ampoules de remplacement</b>	Otoscope
<b>Voltage</b>	3,5 V