

1017615 - Rebord d'assiette Homecraft - blanc - 1 pc



Déscription

Rebord d'assiette flexible muni de 3 fixations pour assiette plate de 19 à 25,5 cm de Ø. Résistant au lave-vaisselle jusqu'à 50 °C. Poids : 45 gr. Un rebord d'assiette est surtout utile aux personnes qui ne peuvent pas utiliser facilement leurs 2 mains. Ils permettent l'utilisation d'assiettes normales, à la maison comme à l'extérieur et s'adaptent à la plupart des formats. On l'enlève au lavage.

Spécifications

Marque	Other
Pliable	Non
Conforme à la norme HACCP	Oui
Composition	Polypropylène
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce