

1546233 - Châssis suspendu pour assise douche - inox/blanc - 1 pc



Déscription

Châssis suspendu pour assise douche qui s'accroche facilement sans outils. Ne peut être utilisé que sur les supports muraux Ergrogrip LI2611.060, LI2611.70, LI2611.080, sur le support mural à 90° LI2611.015 et LI2611.025. Convient aux sièges de douche LI2202.200 et LI2203.200.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2216.0014-02
Accoudoirs	Non
Dossier	Non
Pliable	Non
Catégorie assise de douche	Accessoires assise de douche
Couleur	Inox/blanc
Poids max. de l'utilisateur	n/a
Type d'emballage	Pièce