

1103277 - Tork advanced wash cloth folded H3 - 4-plis - 19 x 25 cm - 2400 feuilles - 20 x 120 pcs



Déscription

Offrez un soin supérieur à vos patients avec les chiffons de nettoyage Tork Wash Cloth Advanced, idéaux pour le lavage des patients à l'eau et au savon doux.

- Chiffon de nettoyage doux et résistant pour une grande efficacité

Tork advanced wash cloth folded H3 - 4-laags - 19 x 25 cm - 2400 vellen - 20 x 120 st

Spécifications

Marque	Tork
SKU leverancier	747400
Composition	Fibres de bois vierges
Normes	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001
Largeur dépliée	25 cm
Couches	4 couches
Couleur	Blanc
Type d'emballage	Boîte