

## 1551705 - PiezoWave 2 - Multi Use 40



### Déscription

La nouvelle génération d'ondes de choc focales piezo- électriques. Le PiezoWave2 fournit 2 types d'ondes de choc focales: focalisée ponctiforme ou focalisée linéaire. Grâce à ses particularités uniques, les ondes de choc piézo-électriques à focalisation directe sont les systèmes à ondes de choc les plus vendus dans le monde.

La technologie des ondes de chocs focalisées piezo électriques utilise des pads de gels au contact de la peau du patient qui garantissent que les ondes de chocs atteignent avec précision la profondeur désirée. Ces pads de gels sont utilisés comme des interfaces et changent la profondeur de pénétration par pas de 5mm.

### Avantages

- 2 sources (tête) de thérapie pour chaque utilisation: focus et linéaire
- Jeu de plus de 6 gels pad pour déterminer la bonne profondeur de pénétration
- Source planaire pour une profondeur de 5mm
- Système plug & play avec reconnaissance de la source
- Douleur de traitement atténuée grâce sa technologie
- Facilité d'utilisation avec ses protocoles via APPS sur tablette
- Garantie de 5.000.000 de chocs
- Faibles couts de maintenance

**Pièce à main fournie en standard : F10 G4 & FBL 10x5 G2 et chariot**

## Spécifications

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Elvation                   |
| <b>Couleur</b>                   | Bleu                       |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                      |