

1575266 - Sangles poignets et chevilles Eco Confort - paire



Déscription

Simple et économique, cette fixation poignets se fait par un système velcro et s'adresse plutôt à des patients devant être perfusés. Elle s'accompagne de sangles d'une largeur de 5 cm. Fermeture par clip. Vendues par paire.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFL15700
Options nécessaires	Ne s'applique pas
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1575266
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Velcro + boucles
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	2,5 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation cheville et poignet
Usage de la fixation	Au lit/brancard