

1543956 - Protecteur de main - rigide - avec séparation des doigts - 1 paire



Déscription

Surface en coton reste rigide grâce à une matière plastique. Le côté extérieur est recouvert d'un filet permettant à la peau de respirer aisément. Le patient ne peut ni saisir aucun objet, ni ouvrir aucune sangle. Indiqué pour les patients agités ou enclins à l'automutilation. Ce modèle RCP01236 a une séparation cousue entre la pouce et les doigts qui laisse toutefois au malade la liberté de bouger. Si le patient persiste à vouloir arracher ses gants, en l'occurrence à l'aide de sa bouche, 2 anneaux sont prévus pour y insérer une serrure. Lavable en machine.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RCP01236
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543956
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Paire