

1554280 - ANDAGO



Déscription

La déambulation autonome sous portique motorisé "intelligent". Innovation dans la rééducation de la marche ! Le cadre de décharge fonctionne en toute autonomie, il est motorisé et accompagne sans contraintes les déplacements voulus par le patient (ou le thérapeute), tout en l'assistant à la demande, grâce à un système intelligent qui tient compte de ses intentions. Il confère ainsi au patient une liberté totale de déambulation en espace ouvert.

L'Andago® est un portique ambulatoire, autonome, pour la rééducation à la marche en suspension avec un allègement du poids du corps du patient, symétrique ou asymétrique. Il suit le patient sans résistance ou l'assiste en temps réel selon le besoin, afin de lui permettre une reprise de la marche sécurisée et en toute confiance. Complète la gamme outils, mis à disposition des thérapeutes, pour répondre aux phases clés du parcours rééducatif à la marche des patients neurologiques et traumatiques.

Avantages

- Cadre intuitif, motorisé et directionnel (parcours libre, trajectoire droite imposée pour un travail dans un couloir par ex., direction imposée par thérapeute via joystick)
- Une marche naturelle, en toute confiance, tout en rendant la liberté aux membres supérieurs et aux mains
- Le patient et le thérapeute peuvent choisir leur propre chemin, travailler la marche, l'équilibre, les mouvements, les transferts, les parcours rectilignes ou sinueux avec les infos de distance parcourue
- Un système de suspension, symétrique ou asymétrique, ajustable qui assure une totale sécurité en cas de chute ou de perte d'équilibre
- Permet, avec le patient, le passage de portes, d'emprunter l'ascenseur, ...
- Un dispositif unique, nullement comparable avec les autres dispositifs existants!

Spécifications

Marque	Hocoma
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce