

1000343 - Lames coupe-fils - stériles - 100 pcs



Déscription

Les lames coupe-fils stériles traditionnel en acier au carbone avec son extrémité de nez de taureau arrondie qui garantit qu'il n'y a pas de dommages à la peau tandis que le bord chirurgical coupe à travers la suture avec une résistance minimale.

Spécifications

Marque	Swann Morton
Stérile	Oui
Composition	Acier inoxydable
sku	1000343
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Type d'emballage	Boîte