

## 1517752 - Source de lumière avec 50 anses auriculaires jetables - anse courbée - 1 pc



### Déscription

Les curettes auriculaires éclairées Bionix combinent éclairage et grossissement pour réduire le temps nécessaire aux prestataires de soins pour voir et retirer en toute sécurité le cérumen du conduit auditif.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Bionix
<b>Qualité instruments</b>	Jetable
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte