

1105023 - Swift tabouret - sans dos et accoudoirs - gris - 1 pc



Déscription

Swift est une gamme de tabourets et de chaises primée à plusieurs reprises, conçue dans un souci de fonctionnalité et de simplicité. Le tabouret de douche de base peut être facilement transformé en chaise de douche complète, selon les besoins de l'utilisateur. Stable sur n'importe quel solle Swift a une construction unique qui s'adapte aux sols non nivelés grâce à une flexibilité intégrée. Les patins souples s'adaptent au sol et offrent une excellente adhérence. Toutes ces caractéristiques contribuent à la sécurité des utilisateurs.

Spécifications

Marque	Etac
SKU leverancier	E81701410
Hauteur réglable	Oui
Composition	Aluminium/plastic
Couleur	Gris
Forme	Rectangulaire
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce