

1544948 - Wasty double - 70 L - ouverture par pédales - 4 roues dont 2 avec frein - 1 pc



Déscription

Collecteur de déchets WASTY en acier inoxydable, ouverture du sac par une pédale. Porte-sac à fermeture automatique en polypropylène, couleur vert bambou, facile à enlever pour la désinfection. Fond en plastique vert bambou.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	H 96 cm
Roues	Oui
Pédale	Oui
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce