

## 1605713 - Surgicel original - 5 x 35 cm - stérile - 10 pcs



### Déscription

SURIGCEL™ Original est une gaze résorbable stérile préparée par oxydation contrôlée de cellulose régénérée.

Utilisée comme aide dans les procédures chirurgicales pour contrôler les saignements capillaires, veineux et des petites artères lorsque la ligature ou d'autres méthodes conventionnelles ne sont pas pratiques ou efficaces. Elle est prête à l'emploi dès sa sortie de l'emballage et doit être conservée à température ambiante.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Johnson & Johnson
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Taille</b>	5 x 35 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte