

1511164 - Seca 376 pèse-bébé digitale avec plateforme de pesée extra large - classe III - 20 kg - 1 pc



Déscription

Protection et sécurité, c'est ce que ressent un nouveau-né dans les bras de sa mère et de son père. C'est exactement ce sur quoi repose la conception du pèse-bébé seca 376. Le plateau à bords particulièrement relevés offre au nourrisson un espace sécurisé, comme s'il était dans les bras de ses parents. L'amortissement réglable filtre les mouvements et la fonction HOLD maintient la valeur du poids une fois stabilisé. Ainsi, le nourrisson peut quitter le pèse-bébé rapidement.

- Les bords relevés du plateau de pesée accroissent la sécurité
- Mesure et pesée pouvant être effectuées en une seule étape grâce à la toise en option
- Amortissement en trois étapes pour une pesée rapide
- Le plateau particulièrement spacieux permet de peser les enfants en bas âge en position assise
- Haute technologie de pesée seca avec graduation précis

Spécifications

Marque	Seca
Mémoire	Non
Calibré	Oui
Poids max.	20 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Taxe Bepat	0.06 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1511164
Classe pèse personnes	Classe III
Gradation pèse-personnes	5 g < 7,5 kg > 10 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-bébés numériques