

## 1574175 - HUMAN TECAR MAT - Rocker Base for Rocking Box (2) - 90 x 75 x 12 cm



### Déscription

Caractéristiques : utilisé individuellement comme base inclinable instable ou à appliquer sur les rocking box.

Utilisation : exercices proprioceptifs.

### Spécifications

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>Marque</b>                    | Unibell    |
| <b>Réglementation Européenne</b> | 2001/95/EC |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce      |