

1571897 - kBox4 Lite Advanced System



Déscription

Elles sont reconnues tant pour leur qualité que pour leur technologie, l'ergonomie, l'évaluation, la recherche et les publications scientifiques. L'Advanced System comprend la plate-forme Kbox4 Lite, le kMeter II, le dispositif de réglage de l'angle, cinq volants d'inertie, une ceinture et un harnais, une kBar, des chevillières, un cale-pied, un Decline Board, une mallette de transport pour les volants d'inertie et les kGrips.

Caractéristiques

- Appareil d'entraînement polyvalent pour des exercices entraînant le haut du corps, le tronc et le bas du corps
- Portable, facile à transporter
- Son système de feedback bluetooth kMeter peut être utilisé pour mesurer et enregistrer la puissance de sortie réelle et de nombreux autres paramètres
- Système silencieux avec mécanisme fluide
- Pour usage particulier
- 1-4 grands volants
- Inertie jusqu'à 0,200 kgm²
- Système de rétroaction kMeter II
- Empreinte de 76 x 51 cm
- Pèse 9 kg

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------|
| Marque | Exxentric |
| Réglementation Européenne | 2001/95/EC |
| Type d'emballage | Pièce |