

## 1004118 - Brassard velcro + poumon avec tuyau 2-en-1 - adultes - 1 pc



### Déscription

Brassard à velcro convenant à tous les tensiomètres numériques Boso. Il est important de choisir le bon brassard pour obtenir des résultats fiables et précis.

### Spécifications

<b>Marque</b>	BOSO
<b>Compatible avec</b>	Boso Classico; Boso Classic
<b>Portée du brassard</b>	22 - 32 cm
<b>sku</b>	1004118
<b>Groupe cible</b>	Adultes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille du brassard</b>	M
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>type de brassard</b>	Crochet velcro