

1543675 - Gobelet avec 2 couvercles 4/12 mm - rouge - 250 ml - 1 pc



Déscription

Ce gobelet est lavable au lave-vaisselle jusqu'à 65 °C et autoclavable jusqu'à 130 °C.

Spécifications

Anse	Oui
Indication d'échelle	Non
Composition	Polypropylène
Couverture	Oui
Contenu	250 ml
Couleur	Rouge
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce