

## 1575995 - Fluid Rower E550 - Argent bronze



### Déscription

FD Evolution E550 rowing machine se distingue par une caractéristique semi-isocinétique unique de 10 résistances différentes. Cet aviron offre de la polyvalence pour vos séances de cardio, échauffements, récupérations et rééducations. La conception robuste est réglable en hauteur et, grâce à son design compact, facile à ranger.

#### Avantages

- Moniteur Bluetooth
- Réservoir jumeau breveté avec 10 niveaux de résistance
- Conception compacte et peu encombrante
- Repose-pieds et sangles ajustables individuellement, avec supports de talon
- Siège ergonomique, antidérapant et extra haut pour un confort ultime
- Halte?re de smartphone compatible
- Dimensions: L : 213 x l : 54 x H : 56 cm
- Poids: 30,84 kg
- Poids utilisateur max: 150 kg

### Spécifications

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Marque                    | fluid                        |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage          | Pièce                        |