

## 1005200 - Suprasorb® A bandage d'alginate 2gr - 5 x 5 cm - 10 pcs



### Déscription

Suprasorb® A favorise la cicatrisation grâce à sa forte capacité d'absorption de l'exsudation. Lors de l'absorption de l'exsudat, les ions de sodium sont échangés avec les ions de calcium et un gel est ainsi constitué. Les bactéries et débris cellulaires sont emprisonnés dans ce gel, un milieu humide est constitué pour la plaie. En plus de favoriser la cicatrisation, Suprasorb® A offre un confort élevé grâce à une structure particulièrement douce et à une capacité de méchage aisée.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Lohmann Rauscher
<b>Composition</b>	Fibre d'alginate de calcium
<b>Compresse</b>	Non
<b>sku</b>	1005200
<b>Stérile</b>	Non
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Taille</b>	5 cm x 5 m
<b>Type d'emballage</b>	Boîte