

1576094 - Thermomètre frontale Care Temp Touch Free - 1 pc



Déscription

Le thermomètre CareTemp Touch Free est doté d'un capteur infrarouge qui lit la température au centre du front sans contact avec la peau du patient, ce qui favorise une expérience sûre et confortable pour le patient et minimise le risque de contamination croisée. Un système de retour d'information sur la distance de mesure permet d'assurer une précision constante et des fonctions telles qu'un minuteur de 60 secondes, un bouton de rappel de la mémoire et un bouton de conversion C/F améliorent la productivité du personnel.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Digital	Oui
Infrarouge	Oui
Non contact	Oui
Embout souple	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1576094
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type de thermomètre	Thermomètre frontal