

1543540 - MG 70 appareil de massage par tapotement - infrarouge - 1 pc



Déscription

Le massEUR infrarouge a un massage pénétrant qui vous aide à vous détendre. Il est très polyvalent grâce à la poignée amovible, la chaleur infrarouge peut être sélectionnée séparément. Avec 2 accessoires interchangeables et 2 niveaux de fonction, une matière soft-touch amovible et antidérapante.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 11.5 cm, H 11 cm, L 40 cm
SKU leverancier	64905
Puissance	22 W
Fonction de chaleur	Non
Chaleur infrarouge	Oui
Programmes de massage	1
Nombre de fonctions	2
Nombre de têtes de massage	2
sku	1543540
Alimentation	Alimentation secteur
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce