

1551534 - Quo-Test A1C Analyzer System



Déscription

Le Quo-Test est un analyseur d'hémoglobine A1c automatique utilisant la fluorescence boronate patentée pour mesurer l'hémoglobine glycée sur base d'un échantillon veineux ou capillaire de seulement 4 µl. Les résultats sont disponibles en 4 minutes et rapportés en norme IFCC et DCCT (rapportage Mono S et JDS aussi disponibles).

Spécifications

Marque	EKF
Type d'emballage	Pièce