

## 1003990 - 3M™ Medipore™ - 15 cm x 10 m - 1 pc



### Déscription

3M™ Medipore™ est un pansement adhésif chirurgical hypoallergénique, très flexible et doux. Ils offrent une bonne adhérence et sont dotés d'un matériau extensible polyvalent pour laisser de la place au gonflement. Ne laisse aucun résidu sur la peau.

### Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Stérile</b>	Non
<b>Compresse</b>	Non
<b>Perforé</b>	Non
<b>Composition</b>	Non-tissé
<b>sku</b>	1003990
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	15 cm x 10 m
<b>Type d'emballage</b>	Pièce