

1003990 - 3M™ Medipore™ - 15 cm x 10 m - 1 pc



Déscription

3M™ Medipore™ est un pansement adhésif chirurgical hypoallergénique, très flexible et doux. Ils offrent une bonne adhérence et sont dotés d'un matériau extensible polyvalent pour laisser de la place au gonflement. Ne laisse aucun résidu sur la peau.

Spécifications

Marque	3M™
Stérile	Non
Compresse	Non
Perforé	Non
Composition	Non-tissé
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	15 cm x 10 m
Type d'emballage	Pièce