

1014930 - Mepore® - stérile - 6 x 7 cm - 1 x 60 pcs



Déscription

Mepore® est un pansement respirant et auto-adhésif adapté aux plaies sèches à humides, aux plaies chirurgicales et aux coupures et écorchures. Le support est hydrofuge et protège la plaie de la contamination externe. Mepore® a une couche de contact légèrement adhésive douce pour la peau qui assure une fixation douce. Facile à utiliser, épouse bien les contours du corps et est confortable pour le patient.

Avantages

- Adhésif à base d'eau et sans solvant assurant une fixation douce
- L'interface est faiblement adhérente
- Respirant pour prévenir la macération et contribuer à maintenir la plaie dans un milieu humide
- Le papier de protection facile à retirer est également aseptique
- Le matériau est conformable et flexible pour ne pas entraver les mouvements du corps
- La couche adhésive en polyacrylate à base d'eau garantit une fixation sûre

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Compresse | Oui |
| Perforé | Non |
| Stérile | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| Taille | 6 x 7 cm |
| Type d'emballage | Boîte |