


## 1543292 - Cold/Hot Pack Colar - 7,5 x 35 cm - small - 1 x 10 pcs



### Déscription

Cold/Hot Pack avec remplissage de gel bleu respectueux de l'environnement pour un traitement approprié pendant le traitement froid/chaud. Le sac en PE durable reste flexible à des températures inférieures à zéro.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Dahlhausen
<b>Stérile</b>	Non
<b>Composition</b>	PE, eau, épaississant, sodium, carboxyméthylcellulose - E133
<b>Normes</b>	ISO 13485:2016
<b>sku</b>	1543292
<b>Taille</b>	7,5 x 35 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type packs</b>	Cold/hotpack
<b>Utilisation hot/cold packs</b>	Réutilisable